

Posturómetro para el diagnóstico postural, detecta asimetrías y problemas posturales - Ref. POST003



Descripción del producto y características

Características:

Posturómetro para el diagnóstico postural, detecta asimetrías y problemas posturales.

Midiendo la inclinación de la cabeza, hombros y caderas definiendo un patrón postural.

Una vez detectado se puede corregir la anomalía

Características técnicas:

Desmontable en dos piezas

Medidas horizontales: 200 x 70 cm

Medidas de la base: 70 x 60 cm