

Airboots

beoka

Sistema de compresión inalámbrico para recuperación de piernas

Equipo profesional de relajación profunda para pies y piernas

- Alivio Deportivo Profesional
- Mejora la Circulación Sanguínea
- Masaje Relajante Diario



FDA Autorizado



Diseño sin cables



Diseño de carga extraíble



Diseño de presión de aire Sin costuras de 5 secciones



APP Control de conexión



5 niveles Ajuste de presión



Diseño con cremallera



3 modos de masaje



360° con envoltura completa

Inalámbrico y extraíble

5 secciones de presión de aire

Tecnología patentada

3 modos de masaje

APP de control

Masaje personalizado

ZONA 1
Muslos

ZONA 2
Rodillas

ZONA 3
Pantorrilla


ZONA 4
Tobillos

ZONA 5
Pies




Consigue la mejor relajación de piernas basado en los principios de la fisioterapia profesional.

Medidas del producto



Airbags de compresión de 5 zonas

Estructura de airbag superpuesta, masaje de presión de aire envolvente, masaje profundo de 360° sin puntos ciegos, favorece la circulación sanguínea y una recuperación más rápida.




Cámaras de aire totalmente superpuestas

Masaje de 360°

Bota de compresión Beoka:

Otras:



3 modos de masaje



Modo 1: Aliviar la fatiga




Adecuado para personas que permanecen de pie o caminan durante mucho tiempo y tienen dolores musculares en las piernas.

Modo 2: Recuperación deportiva



Indicado para aliviar en profundidad las agujetas después del ejercicio.

Modo 3: Cuidados profundos



Adecuado para el cuidado diario en profundidad de las personas que permanecen mucho tiempo sentadas en la oficina y la falta de ejercicio para la rigidez de los tejidos blandos

Uso inalámbrico y carga de batería extraíble




Puedes disfrutar utilizando las botas de masaje de compresión para piernas con familiares o amigos en cualquier momento y lugar para relajar los músculos de las piernas y aliviar la fatiga; El diseño de carga de la batería extraíble le permite deshacerse de las limitaciones de la conexión inalámbrica y sin intubación, y el material a prueba de sudor y el sudor es más fácil de limpiar, lo que facilita el masaje de relajación.




Conexión App masaje personalizado

Conéctate a la aplicación para disfrutar de un masaje sincronizado



¿Quién lo necesita?

Características



Bolsa de almacenamiento portátil



Costuras finas con doble pespunte y sin fugas



Diseño de enlace YDD de las mejores marcas



Tejido impermeable, resistente al sudor y fácil de limpiar



Diseño con gancho y ahorra espacio

Guía de uso



01 Pon tus piernas en las botas de compresión y ciérralas.



02 Para encender el equipo, pon el interruptor en la posición ON.



03 Pulsa brevemente el botón de modo para entrar en el modo de alivio de la fatiga e introduce la 1ª marcha



04 En funcionamiento, pulsa brevemente el botón de velocidad para cambiar entre las 1-5



05 Pulsa rápidamente el botón de modo 2 veces en 1s para cambiar de modo (azul: alivio de la fatiga/verde: recuperación deportiva/amarillo: cuidado profundo).



06 Pulsando prolongadamente la tecla de standby durante 1,5s, la velocidad vuelve a 0, y pasa al modo standby



07 En cualquier caso, coloque el interruptor en la posición OFF, desconecte la alimentación y libere la presión.