



### **BEURER BM-95 TENSIÓMETRO DE BRAZO CON FUNCIÓN ECG BLUETOOTH**

Este tensiómetro de brazo con **función Bluetooth** mide tu presión arterial con la tecnología de inflación y también tu frecuencia cardíaca. Podrás enviar tus datos a tu dispositivo móvil vía Bluetooth si te has bajado la **aplicación Cardio Expert**. El diseño ultra plano, el botón táctil azul y la pantalla LCD con luz blanca son una combinación de perfecta de diseño con la tecnología más avanzada.

- **Beurer Connect – Cardio Expert.**
- **Transmisión:** mediante Bluetooth® 4.0\* Smart.
- 1 canal disponible, medición frecuencia cardíaca (ECG).
- Medición automática.
- **Detección arritmia.**
- **Diseño ultra plano.**
- **Gran pantalla LCD de fácil lectura con luz blanca.**
- **Sensor de luz azul, botón táctil.**
- Desconexión automática.
- Manguito de brazo (22-33 cm).
- Memoria 2 x 60 mediciones (2 personas).
- Fecha y hora.
- Función alarma.
- Mensaje en caso de error.
- Descarga gratuita software Cardio Expert (software + aplicación para móvil).
- Indicador de pilas agotadas.
- Estuche y pilas (4xAAA) incluidos.

<https://youtu.be/UiCpuP57k3M>

<https://youtu.be/p7yjiVH1Cw>

#### **DATOS LOGÍSTICOS:**

Código de Barras: 4211125658342

Unidades de Embalaje: 4

Medidas producto (An-Al-Pr): 12,70 X 4,40 X 12,70 cm

Peso neto producto: 0,670 Kg

Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 18,50 X 17,00 X 9,50 cm

Peso bruto embalaje unitario: 0,970 Kg

Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 20,50 X 19,50 X 42,00 cm

Peso bruto embalaje: 4,210 Kg



\* iPhone 4S o superiores y Smartphones Android con Bluetooth® Smart (necesita Android 4.3)