



Ficha Técnica de Producto

Ref. 7910A

Empapador Super Absorbente 60x90 cm

Información Técnica:

Empapador de 40g Impermeable tri-capa para una máxima protección y absorción de Líquidos

- Materia Prima: Celulosa + Tejido No Tejido + Lámina de Polietileno
- Medidas: 60x90 cm
- Capacidad de Absorción: \approx 500ml
- UN SOLO USO
- Producto Libre de Látex

Normativas y Uso:

- Producto Conforme al **Reglamento UE 2017/745** relativo a los productos sanitarios - **Clase I**
- Producto Fabricado bajo los estándares de la Norma ISO 13485:2003+AC2007.

Instrucciones de Uso:

Empapador super 30 unidades ayuda a prevenir las posibles filtraciones que puedan aparecer. Se puede utilizar también como un protector del colchón de la cama. Cuenta con dobleces laterales que evitan la fuga del líquido y distribuyen la humedad por todo el empapador. Está indicado para las personas con incontinencia urinaria o que estén encamados.

Recomendación: Es importante mantener este producto guardado en un lugar fresco y seguro, alejado del alcance de los más pequeños. El empapador debe tirarse tras su uso. Se recomienda mantenerlo alejado de los rayos del sol

Información Logística:

Etiquetado Conforme a las normas de aplicación

Presentación:

- Bolsa con 30 unidades con etiquetado conforme
- Embalaje Master de 300 unidades
- Euro Palets de 60 Cajas

Ref.	Color	Código EAN
7910A	Azul	06976071455381

Almacenar en un lugar seco, limpio y a temperaturas oscilantes entre 5° y 35°. No exponer de manera directa a la luz solar

