

MAGNUM 2500

MAGNETOTERAPIA | 52 PROGRAMAS

LA MAGNETOTERAPIA PORTÁTIL ES IDEAL PARA TRATAMIENTOS CASEROS. MAGNUM 2500 ESTÁ INDICADO PARA MEJORAR LA RECUPERACIÓN DE TRAUMATISMOS Y FRACTURAS, ASÍ COMO PARA ALIVIAR Y AYUDAR A LA REGENERACIÓN DE ARTICULACIONES EN PRESENCIA DE PATOLOGÍAS CRÓNICAS COMO ARTROSIS Y ARTRITIS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla

Dimensión área visible 2.6"

Canales

2

Intensidad emitible con difusores flexibles

- 160 Gauss de media por canal
- 320 Gauss de media totales (para 2 canales)

Frecuencia

5-200 Hz

Duty Cycle

5-50%

Programación libre

Posibilidad de introducir hasta 5 programas personalizados

Función 1+1

Posibilidad de realizar dos programas diferentes al mismo tiempo, utilizando 1 canal cada uno

Alimentación

- Red
- A batería recargable (no incluido)

Tamaño

100x160x35 mm


Peso

280 gr

DOTACIÓN ESTÁNDAR

Código **G5438**

- 1 Bolsa
- 1 Unidad de magnetoterapia MAGNUM 2500
- 2 Difusores "Flexibles", 300x100 mm
- 2 Bandas elásticas con velcro 800x80 mm
- 1 Magnum Test
- 1 Cargador
- 1 Manual de uso



OPCIÓN DE COMPRA

Código **G6191** MAGNUM 2500 con 2 solenoides "Pocket Pro" 1 banda elástica con velcro



CE
0476



EASY PROGRAM



FUNCIÓN 1+1



LAST 10



MULTI USER



PROGRAMABLE



OPCIÓN ALQUILER



RUN TIME / AJUSTE PARÁMETROS



ALIMENTACIÓN CON REED ELÉCTRICA

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

MAGNUM 2500

MAGNETOTERAPIA | 52 PROGRAMAS

LISTA DE PROGRAMAS

ARTROSIS/ARTRITIS

Artrosis rodilla

Artrosis cervical

Artritis

Artrosis

Artrosis mano

Artrosis cadera

Artrosis hombro

Artrosis columna

DOLOR

Algodistrofia - Enf. de Sudeck

Dolor de espalda

Dolores articulares

INFIAMACIONES

Antiinflamatorio

Epicondilitis

Epitrocleititis

Túnel carpiano

Tendinitis hombro

ORTOPEDIA

Post cirugía LCA

Lesión cartilago

Prótesis rodilla

Prótesis cadera

PATOLOGÍAS ÓSEAS

Fracturas

Fractura escafoides

Fractura muñeca

Fracturas hombro

Fractura clavícula

Fractura antebrazo

Fractura pelvis

Fractura tibia

Fractura femúr

Retraso consolidación fracturas

Fractura con yeso

Osteonecrosis

Osteoporosis

Edemas óseos

TRAUMAS / EDEMAS / HERIDAS

Distorsión tobillo

Edemas-contusiones

PROGRAMAS PREDEFINIDOS CON DIFERENTES FRECUENCIAS

Programa multifrecuencia

Programa 10 Hz

Programa 20 Hz

Programa 30 Hz

Programa 40 Hz

Programa 50 Hz

Programa 60 Hz

Programa 70 Hz

Programa 80 Hz

Programa 90 Hz

Programa 100 Hz

Programa 120 Hz

Programa 140 Hz

Programa 160 Hz

Programa 180 Hz

Programa 200 Hz