

MAGNUM 3000 PRO

MAGNETOTERAPIA PROFESIONAL | 70 PROGRAMAS


ES UNA POTENTE MAGNETOTERAPIA PROFESIONAL DOTADA DE TANTOS PROGRAMAS Y FUNCIONES ESPECIALES QUE LA HACEN MUY EFECTIVA PARA EL TRATAMIENTO DE NUMEROSAS PATOLOGÍAS OSTEOARTICULARES Y EN LA RECUPERACIÓN DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS. POSIBILIDAD DE TRATAMIENTOS LOCALES Y TOTAL-BODY

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla
Dimensión área visible 2.6"
Canales
2
Intensidad emitible con difusores flexibles
- 200 Gauss de media por canal - 400 Gauss de media totales (para 2 canales)
Frecuencia
5-200 Hz
Duty Cycle
5-50%
Programación libre
Posibilidad de introducir hasta 10 programas personalizados
Función 1+1
Posibilidad de realizar dos programas diferentes al mismo tiempo, utilizando 1 canal cada uno
Alimentación
- Red - A batería recargable (no incluido)
Tamaño Peso
170x220x60 mm 820 gr

DOTACIÓN ESTÁNDAR

Código G5335
· 1 Bolsa
· 1 Unidad de magnetoterapia MAGNUM 3000 PRO
· 2 Solenoides "Flexibles", 300x100 mm
· 2 Bandas elásticas con velcro 800x80 mm
· 1 Magnum Test
· 1 Cargador
· 1 Manual de uso



OPCIÓN DE COMPRA

Código **G6034** MAGNUM 3000 PRO con 2 solenoides "Pocket Pro"
1 banda elástica con velcro



CE
0476



- EASY PROGRAM
- FUNCIÓN 1+1
- LAST 10
- MULTI USER
- PROGRAMABLE
- OPCIÓN ALQUILER
- RUN TIME / AJUSTE PARÁMETROS
- ALIMENTACIÓN CON REED ELÉCTRICA

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

MAGNUM 3000 PRO

MAGNETOTERAPIA PROFESIONAL | 70 PROGRAMAS

LISTA DE PROGRAMAS

ARTROSIS/ARTRITIS

Artrosis rodilla

Artrosis cervical

Artritis

Artrosis

Artrosis mano

Artrosis cadera

Artrosis hombro

Artrosis columna

DOLOR

Algodistrofia - Enf. de Sudeck

Dolor de espalda

Dolores articulares

INFLAMACIONES

Antiinflamatorio

Tendinitis

Epicondilitis

Epitrocleititis

Túnel carpiano

Tendinitis hombro

ORTOPEDIA

Post cirugía LCA

Lesión cartilago

Protesis rodilla

Protesis cadera

Fusión espinal

Osteotomía

PATOLOGÍAS ÓSEAS

Fracturas

Fractura escafoides

Fractura muñeca

Fracturas hombros

Fractura clavícula

Fractura antebrazo

Fractura pelvis

Fractura tibia

Fractura fémur

Retraso consolidación fracturas

Fractura con yeso

Osteonecrosis

Osteoporosis

Pseudoartrosis

Edemas óseos

TRAUMAS / EDEMAS / HERIDAS

Distorsión tobillo

Edemas-contusiones

Úlceras

PROGRAMAS NOCTURNOS

Programa nocturno 15 Hz

Programa nocturno 50 Hz

Programa nocturno 75 Hz

PROGRAMAS PREDEFINIDOS CON DIFERENTES FRECUENCIAS

Programa multifrecuencia

Programa 5 Hz

Programa 10 Hz

Programa 15 Hz

Programa 20 Hz

Programa 25 Hz

Programa 30 Hz

Programa 35 Hz

Programa 40 Hz

Programa 45 Hz

Programa 50 Hz

Programa 55 Hz

Programa 60 Hz

Programa 65 Hz

Programa 70 Hz

Programa 75 Hz

Programa 80 Hz

Programa 85 Hz

Programa 90 Hz

Programa 95 Hz

Programa 100 Hz

Programa 120 Hz

Programa 140 Hz

Programa 160 Hz

Programa 180 Hz

Programa 200 Hz