

MAGNUM XL PRO

MAGNETOTERAPIA | 46 PROGRAMAS

DISPOSITIVO DE MAGNETOTERAPIA QUE INCLUYE UNA GAMA COMPLETA DE PROGRAMAS PREESTABLECIDOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS OSTEOARTICULARES MÁS COMUNES. EL DISPOSITIVO ESTÁ ENTRE LOS MÁS POTENTES DEL MERCADO E INCLUYE DOS SOLENOIDES.

32 SALUD Y REHAB | 14 ESTÉTICA Y FITNESS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monitor
Tamaño de área visible 2.6"
Canales
2
Intensidad emitida
- 200 Gauss de media por canal - 400 Gauss de media totales (para 2 canales)
Frecuencia regulable
5-200 Hz
Duty Cycle
5-50%
Programación libre
Posibilidad de introducir hasta 15 programas personalizados
Alimentación
- Red - A batería recargable (no incluido)
Tamaño
100x160x35 mm
Peso
280 gr




CE
0476



DOTACIÓN

Código **G3956**

- 1 Bolso
- 1 Unidad de magnetoterapia MAGNUM XL PRO
- 2 Difusores "Flexibles", 300x100 mm
- 2 Bandas elásticas con velcro 800x80 mm
- 1 Magnum Test
- 1 Alimentador
- 1 Manual operativo



OPCIÓN DE COMPRA

Código **G6033** MAGNUM XL PRO con 2 difusores "Pocket Pro"
1 banda elástica con velcro

- EASY PROGRAM
- LAST 10
- PROGRAMABLE
- MULTI USER
- OPCIÓN ALQUILER
- RUN TIME / AJUSTE PARÁMETROS
- ALIMENTACIÓN CON REED ELÉCTRICA

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

MAGNUM XL PRO

MAGNETOTERAPIA | 46 PROGRAMAS

LISTA DE PROGRAMAS

SALUD - REHAB

Fracturas

Fractura hombro

Fractura de clavícula

Fractura cuello femoral

Fractura antebrazo

Fractura pelvis

Fractura fibia

Fractura muñeca

Fractura escafoides

Retraso consolidación fractura

Manguito Rotador

Tunel carpiano

Dolor de espalda

Artrosis

Osteoporosis

Osteoartritis mano

Osteoartritis cadera

Osteoartritis hombro

Osteoartritis columna

Osteoar. de rodilla

Osteoartritis cervical

Prótesis rodilla

Post-operatorio LCA

Limpieza de cartilago

Proteis cadera

Epitrocleitis

Epicondilitis

Tendinitis

Edemas

Dolores articulares

Esguince tobillo

Artritis

BELLEZA-FITNESS

Drenaje abdomen

Drenaje miembros superiores

Drenaje muslos, glúteos, caderas

Celulitis abdomen

Celulitis miembr. sup.

Celulitis gluteos caderas

Estados edematosos

Piernas hinchadas

Tratamiento reactivantes

Tratamiento tonific.tejidos

Acne

Cicatrices

Arrugas faciales

Estrias