

PULIDORA G3

PODIATECH
MEDICAL FOOT SOLUTIONS



ESTÉTICA, FUNCIONAL, ERGONÓMICA Y SILENCIOSA

PLEXIGLÁS ANTIESTÁTICO Y PANORÁMICO, QUE APORTA UNA EXCELENTE VISIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

ZONA DE TRABAJO ILUMINADA CON LEDS

ESTANTE INTEGRADO PARA ACCESORIOS

AMPLIO COMPARTIMENTO DE PULIDO

INCLUYE CAJÓN DE RECOGIDA DE RESIDUOS

Pulidora con cabina, 2 zonas de pulido:

- 1ª zona, a la derecha (de cara a la pulidora): mandrino de autobloqueo manual, para montar diferentes accesorios de la pulidora.
- 2ª zona, a la izquierda (de cara a la pulidora): rueda expansiva de goma Ø 90mm, 100mm de ancho, para montar bandas abrasivas.



Características:

- Mueble totalmente carenado: gestión óptima del polvo y limpieza en la zona de trabajo.
- Cabina estanca.
- Plexiglás antiestático y panorámico.
- Estante integrado para accesorios.
- Iluminación LED integrada.
- Silenciosa.
- Entorno de trabajo despejado: espacio amplio entre las mamparas.
- Para colocar sobre una superficie de trabajo (o en el suelo, con las patas opcionales).



2 años de garantía

Altura ajustable del eje de pulido:
115 - 135 cm del suelo
Profundo: 500 mm
Ancho: 800 mm - Alto: 700 mm
Peso de la pulidora sin accesorios: 55 kg
Con estante y patas opcionales:
Alto: 1450 mm
Peso total: 80 kg
Potencia motor: 600 W
Consumo: 600 W
Alimentación: 230 V
Monofásica 50 Hz
Velocidad de rotación: 2850 r.p.m.

Las patas ajustables posibilitan modificar ligeramente la altura del eje de pulido, entre 115 y 135 cm.

Mantenimiento

- 2 modos de gestión del polvo, a elegir: cajón depósito o bolsa de plástico de recogida.
- Cambio de las bandas abrasivas sin herramientas.
- Estante para accesorios con patas ajustables, para modificar la altura del eje de pulido (opcional).
- Altura modificable del eje de pulido: 115 - 135cm del suelo.