



La elección perfecta para el uso médico en todos los campos. La resistente balanza electrónica de columna tiene una plataforma resistente con un bajo nivel antideslizante. Las ruedas de transporte aseguran una fácil movilidad, vista al frente de indicador IMC (BMI), Auto-Hold y función madre-hijo, dando resultados del estado nutricional de los pacientes de una forma clara y rápida. La pantalla giratoria permite una fácil lectura tanto del paciente como del lado del usuario. La balanza opera con adaptador y/o 4 baterías incluidas sin costo adicional. El armado de la balanza es rápido y seguro. Compuesta por solo dos partes que se ensamblan con un solo tornillo especial, también incluido. Puede ser adherido un tallímetro telescópico como opción.

Especificaciones Técnicas:

Funciones: Tara, captura de peso, puesta a cero automática, display giratorio, indicador de batería baja, botón de auto apagado, IMC, kg/lb, función madre/hijo.

Capacidad y graduación: 250kg by 50g / 100g

Dimensiones y peso: 450 x 350 x 920mm 7,7kg

