

ECÓGRAFO ECO5



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aplicaciones: Abdominal, OBS/GIN, urología, cardiología, examen de zonas pequeñas, pediatría, vascular.

Modos de visualización: B, B/B, 4B, M, BM, CFM, PW, Trapezoidal

Profundidad de exploración: 240 mm max. Dependiendo de la sonda.

Frecuencia de sonda: 2,5 Mhz – 11 Mhz. Dependiendo de la sonda.

Conectores de sondas: 2

Monitor: 12" LED

Tecnología de imagen: DOPPLER COLOR, i-Image, SRA, Compound Imaging, THI

Almacenamiento: Datos del paciente, imágenes e informes.

Sondas incluidas: 1 tipo a escoger por el cliente sin recargo

Alimentación: AC 240-100V, 50Hz-60Hz.

Plegado para fácil transporte

Permite la impresión de informes a través de una impresora convencional

Sondas disponibles (opcional):

- 3.5 MHz Convexa
- 5.3 - 10.0MHz Lineal
- 5.3 - 11.0MHz Lineal
- 6.0 MHz Trans-vaginal
- 7.5 MHz Trans-rectal
- 6.0 MHz Micro-Convexa (Pediátrica)
- 3.0 MHz Micro-Convexa
- 5.0 MHz Micro-Convexa



Incluye de serie:

- 1 sonda a elegir: lineal (3,5 a 10 Mhz) / lineal (3,5 a 11 Mhz) / Convexa (3,5 Mhz)
- Batería, duración aprox. 2 horas-3 puertos USB-Puertos VGA, VIDEO, LAN