



PODIATRY & PEDICURE

SERENITY

Ref. WPP0011.3.A66

Podiatry chair with a robust structure and 3 motors to adjust height, backrest, and seat tilt. Leg rest with manual gaslift adjustment, foldable armrests, and headrest with facial hole. Includes hand controller.

Technology and comfort that elevate your work and transform the patient experience.

Size without armrest:
184x59x60/83 cm
Size with armrest:
180x83x60/83 cm
Weight: 56 Kg
Upholstery: PU
Mattress thickness: 9 cm

Packaging size:
151.0x61.0x63.0 cm
G.W.kg 65.0



Features

- ① Up and Down 60–83 cm (92 cm when the seat is tilted backwards, measured at the foot end)
- ② Thickness 9 cm
- ③ 3 Motors
- ④ Head cushion
- ⑤ Hand control
- ⑥ Seat angle: 0° – 14°

Options

Bed cover
Footcontroller
Paper roll Holder
Wheels



PODIATRY & PEDICURE

SERENITY

Ref. WPP0011.3.A66

Sillón de podología con estructura robusta y 3 motores para regular altura, respaldo e inclinación del asiento. Reposapiés con ajuste manual por gaslift, reposabrazos abatibles y reposacabezas con orificio facial. Incluye mando manual.

Tecnología y confort que elevan tu trabajo y transforman la experiencia del paciente.

Size without armrest:
188x59x60/83 cm
Size with armrest:
188x83x60/83 cm
Weight: 56 Kg
Upholstery: PU
Mattress thickness: 9 cm

Tamaño del paquete:
151.0x61.0x63.0 cm
G.W.kg 65.0



Características

- ① Subida y bajada 60-83 cm (92 cm cuando el asiento está inclinado hacia atrás medido en el extremo de los pies)
- ② Grosor 9 cm
- ③ 3 Motores
- ④ Cojín para la cabeza
- ⑤ Mando manual
- ⑥ Ángulo del asiento: 0° - 14°

Opciones

Funda protectora
Controlador de pedal
Soporte para rollo de papel
Ruedas



PODIATRY & PEDICURE

SERENITY

Ref. WPP0011.3.A66

Poltrona podologica con struttura robusta e 3 motori per regolare altezza, schienale e inclinazione della seduta. Poggiagambe con regolazione manuale a gaslift, braccioli ribaltabili e poggiatesta con foro facciale. Include telecomando.

Tecnologia e comfort che valorizzano il tuo lavoro e trasformano l'esperienza del paziente.

Size without armrest:
184x59x60/83 cm
Size with armrest:
180x83x60/83 cm
Weight: 56 Kg
Upholstery: PU
Mattress thickness: 9 cm

Dimensioni del pallet:
151.0x61.0x63.0 cm
G.W.kg 65.0



Caratteristiche

- ① Su e giù 60-83 cm (92 cm quando la seduta è inclinata all'indietro, misurata all'estremità dei piedi)
- ② Spessore 9 cm
- ③ 3 Motori
- ④ Cuscino per la testa
- ⑤ Comando manuale
- ⑥ Angolazione della seduta: 0° - 14°

Opzioni

Coprilettino
Pedaliera
Portarotolo di carta
Ruote



PODIATRY & PEDICURE

SERENITY

Ref. WPP0011.3.A66

Podologiestuhl mit robuster Struktur und 3 Motoren zur Verstellung von Höhe, Rückenlehne und Sitzneigung. Beinstütze mit manueller Gasliftverstellung, klappbare Armlehnen und Kopfstütze mit Gesichtsaussparung. Inklusive Handfernbedienung.

Technologie und Komfort, die deine Arbeit aufwerten und das Patientenerlebnis verändern.

Size without armrest:
184x59x60/83 cm
Size with armrest:
180x83x60/83 cm
Weight: 56 Kg
Upholstery: PU
Mattress thickness: 9 cm

Verpackungsgröße:
151.0x61.0x63.0 cm
G.W.kg 65.0



Eigenschaften

- ① Hoch und runter 51 / 85 cm
- ② Dicke 9 cm
- ③ 3 Motoren
- ④ Kopfkissen
- ⑤ Handbedienung
- ⑥ Sitzneigung: 0° – 14°

Optionen

Frotteebezug
Fußschalter
Papierrollenhalter
Räder



PODIATRY & PEDICURE

SERENITY

Ref. WPP0011.3.A66

Fauteuil de podologie avec structure robuste et 3 moteurs pour régler la hauteur, le dossier et l'inclinaison de l'assise. Repose-jambes réglable manuellement par vérin à gaz, accoudoirs rabattables et appui-tête avec ouverture faciale. Télécommande à main incluse.

Technologie et confort qui valorisent votre travail et transforment l'expérience du patient.

Size without armrest:
184x59x60/83 cm
Size with armrest:
180x83x60/83 cm
Weight: 56 Kg
Upholstery: PU
Mattress thickness: 9 cm

Taille du paquet:
151.0x61.0x63.0 cm
G.W.kg 65.0



Caractéristiques

- ① Haut et bas 51 / 85 cm
- ② Épaisseur 9 cm
- ③ 3 moteurs
- ④ Coussin pour la tête
- ⑤ Télécommande manuelle
- ⑥ Inclinaison de l'assise : 0° – 14°

Options

Housse
Contrôleur de pied
Porte-rouleau de papier
Roues