

MAGNUM 3000 PRO



PORTALWEB FISAUDE SL
B32403495
Calle Constitución 124
28946 Fuenlabrada, Madrid
91 632 77 40
tienda@fisaude.com

MAGNETOTERAPIA PROFESIONAL |

ES UNA POTENTE MAGNETOTERAPIA PROFESIONAL DOTADA DE TANTOS PROGRAMAS Y FUNCIONES ESPECIALES QUE LA HACEN MUY EFECTIVA PARA EL TRATAMIENTO DE NUMEROSAS PATOLOGÍAS OSTEOARTICULARES Y EN LA RECUPERACIÓN DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS. POSIBILIDAD DE TRATAMIENTOS LOCALES Y TOTAL-BODY

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla

Dimensión área visible 2,6"

Canales

2 independientes

Intensidad emitible con difusores flexibles

- 200 Gauss de media por canal
- 400 Gauss de media totales (para 2 canales)

Frecuencia

5-200Hz

Duty Cycle

5-50%

Programación libre

Posibilidad de introducir hasta 10 programas personalizados por usuario

Función 1+1

Posibilidad de realizar dos programas diferentes al mismo tiempo, utilizando 1 canal cada uno

Alimentación

Red

Tamaño | Peso

mm 170x220x60 | gr 1152




CE
0476



DOTACIÓN ESTÁNDAR

- 1 Bolsa
- 1 Unidad de magnetoterapia MAGNUM 3000 PRO
- 2 Solenoides flexibles mm 330x110
- 1 Cargador
- 1 Manual de uso



OPCIONES DE COMPRA

- G5335 MAGNUM 3000 PRO con 2 solenoides flexibles
- G5643 MAGNUM 3000 PRO con 2 solenoides soft
- G5644 MAGNUM 3000 PRO con 2 solenoides rígidos

- LAST 10
- FUNCIÓN PREFERIDOS
- MULTI USER / 10 USUARIOS
- PROGRAMABLE
- OPCIÓN ALQUILER
- FUNCIÓN 1+1
- RUN TIME / AJUSTE PARAMETROS
- ALIMENTACIÓN CON REED ELÉCTRICA

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

MAGNUM 3000 PRO

MAGNETOTERAPIA PROFESIONAL | 70 PROGRAMAS

LISTA DE PROGRAMAS

ARTROSIS/ARTRITIS

Artrosis rodilla

Artrosis cervical

Artritis

Artrosis

Artrosis mano

Artrosis cadera

Artrosis hombro

Artrosis columna

DOLOR

Algodistrofia - Enf. de Sudeck

Dolor de espalda

Dolores articulares

INFLAMACIONES

Antiinflamatorio

Tendinitis

Epicondilitis

Epitrocleititis

Túnel carpiano

Tendinitis hombro

ORTOPEDIA

Post cirugía LCA

Lesión cartilago

Protesis rodilla

Protesis cadera

Fusión espinal

Osteotomía

PATOLOGÍAS ÓSEAS

Fracturas

Fractura escafoides

Fractura muñeca

Fracturas hombros

Fractura clavícula

Fractura antebrazo

Fractura pelvis

Fractura tibia

Fractura fémur

Retraso consolidación fracturas

Fractura con yeso

Osteonecrosis

Osteoporosis

Pseudoartrosis

Edemas óseos

TRAUMAS / EDEMAS / HERIDAS

Distorsión tobillo

Edemas-contusiones

Úlceras

PROGRAMAS NOCTURNOS

Programa nocturno 15Hz

Programa nocturno 50Hz

Programa nocturno 75Hz

PROGRAMAS PREDEFINIDOS CON DIFERENTES FRECUENCIAS

Programa multifrecuencia

Programa 5Hz

Programa 10Hz

Programa 15Hz

Programa 20Hz

Programa 25Hz

Programa 30Hz

Programa 35Hz

Programa 40Hz

Programa 45Hz

Programa 50Hz

Programa 55Hz

Programa 60Hz

Programa 65Hz

Programa 70Hz

Programa 75Hz

Programa 80Hz

Programa 85Hz

Programa 90Hz

Programa 95Hz

Programa 100Hz

Programa 120Hz

Programa 140Hz

Programa 160Hz

Programa 180Hz

Programa 200Hz

