

MAGNUM 3500 PRO

MAGNETOTERAPIA PROFESIONAL



PORTALWEB FISAUDE SL
B32403495
Calle Constitución 124
28946 Fuenlabrada, Madrid
91 632 77 40
tienda@fisaude.com

EL ÚNICO DISPOSITIVO PARA MAGNETOTERAPIA GLOBSU DE CUATRO CANALES, QUE PERMITE TRATAR VARIAS PARTES DEL CUERPO AL MISMO TIEMPO O BIEN DOS SUJETOS DIFERENTES. MAGNUM 3500 PRO VIENE EQUIPADO CON UNA AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS, ÚTILES PARA LAS NECESIDADES DE CADA TRATAMIENTO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla

Dimensión área visible 2,6"

Canales

4 independientes

Intensidad amitable con difusores flexibles

- 200 Gauss de media por canal
- 800 Gauss de media totales (4 canales)

Frecuencia

5-200Hz

Duty Cycle

5-50%

Programación libre

Posibilidad de introducir hasta 19 programas personalizados por usuario

Funcion 2+2

Posibilidad de realizar 2 programas diferentes simultáneamente, utilizando 2 canales cada uno

Alimentación


Red

Tamaño | Peso

mm 170x220x60 | gr 1152

DOTACIÓN ESTÁNDAR

- 1 Maletín
- 1 Unidad de magnetoterapia MAGNUM 3500 PRO
- 2 Solenoides flexibles mm 330x110
- 2 Solenoides soft mm 120x125
- 1 Esterilla soft 4 mm 250x250
- 1 Cargador
- 1 Manual de uso



- LAST 10
- FUNCIONES PREFERIDAS
- MULTI USER / 20 USUARIOS
- PROGRAMABLE
- OPCIÓN ALQUILER
- FUNCIÓN 2+2
- RUN TIME / AJUSTE PARÁMETROS
- ALIMENTACIÓN CON RED ELÉCTRICA

MAGNUM 3500 PRO

MAGNETOTERAPIA PROFESIONAL | 70 PROGRAMAS

LISTA DE PROGRAMAS

ARTROSIS/ARTRITIS

Artrosis rodilla

Artrosis cervical

Artritis

Artrosis

Artrosis mano

Artrosis cadera

Artrosis hombro

Artrosis columna

DOLOR

Algodistrofia - Enf. de Sudeck

Dolor de espalda

Dolores articulares

INFLAMACIONES

Antiinflamatorio

Tendinitis

Epicondilitis

Epitrocleititis

Túnel carpiano

Tendinitis hombro

ORTOPEDIA

Post cirugía LCA

Lesión cartílago

Protesis rodilla

Protesis cadera

Fusión espinal

Osteotomía

PATOLOGÍA ÓSEAS

Fracturas

Fractura escafoides

Fractura muñeca

Fracturas hombro

Fractura clavícula

Fractura antebrazo

Fractura pelvis

Fractura tibia

Fractura fémur

Retraso consolidación fracturas

Fractura con yeso

Osteonecrosis

Osteoporosis

Pseudoartrosis

Edemas óseos

TRAUMAS / EDEMAS / HERIDAS

Distorsión tobillo

Edemas-contusiones

Úlceras

PROGRAMAS NOCTURNOS

Programa nocturno 15Hz

Programa nocturno 50Hz

Programa nocturno 75Hz

PROGRAMAS PREDEFINIDOS CON DIFERENTES FRECUENCIAS

Programa multifrecuencia

Programa 5Hz

Programa 10Hz

Programa 15Hz

Programa 20Hz

Programa 25Hz

Programa 30Hz

Programa 35Hz

Programa 40Hz

Programa 45Hz

Programa 50Hz

Programa 55Hz

Programa 60Hz

Programa 65Hz

Programa 70Hz

Programa 75Hz

Programa 80Hz

Programa 85Hz

Programa 90Hz

Programa 95Hz

Programa 100Hz

Programa 120Hz

Programa 140Hz

Programa 160Hz

Programa 180Hz

Programa 200Hz

