

Tensiómetro de brazo OMRON M7 Intelli IT 2020



Fabricante

- Diniotc

Características técnicas:

- Manguito Intelli Wrap; 360° de precisión: mediciones exactas en cualquier posición alrededor de la parte superior del brazo (tamaño de manguito: de 22 a 42 cm)
- OMRON connect; tome las riendas de su salud: aplicación móvil para iPhone/Android™
- Sencillo indicador de presión arterial de color: indica si el resultado está por encima del nivel recomendado
- Seguimiento de la hipertensión matinal: indica si el promedio matinal está por encima del nivel recomendado
- Función de valores promedio avanzada: valores promedio semanales de la mañana y de la noche
- Detección de latido arrítmico
- Guía para el ajuste del manguito: indica si el manguito está ajustado correctamente en el brazo; ni demasiado flojo, ni demasiado prieto
- Realiza las mediciones con precisión
- Memoria: 2 usuarios x 100 lecturas

Garantía

- 3 años desde la fecha de compra

