

FICHA TÉCNICA

Referencia: EA1007

Estimulador eléctrico ITO ES-130 con 3 canales de salida.

Descripción técnica:

Nº salidas : 3
Luz/ Pilas: Pilas
Buscapuntos: no
Temporizador: no
Digital: no
Tipo de Onda: Bifásica
Frecuencia: 1-500 Hz
Procedencia: Japón

Portátil de fácil manejo, el más pequeño que existe en el mercado actualmente, con tres canales de control independiente.

Especificaciones técnicas:

- **Intensidad:**
 - Baja: máx. 20 mA. (para tratamiento con agujas).
 - Alta: máx. 30 mA. (para tratamiento con imanes).
- **Frecuencia:** 18 frecuencias programadas, de 1 a 500 Hz., que resultan apropiadas tanto para agujas como para imanes.
- **Forma de onda bifásica:** Este tipo de onda exclusiva tiene la ventaja de que aminora la acumulación excesiva de carga eléctrica en los tejidos; es la más tolerable para las terminaciones nerviosas y evita que se estropeen o se dañen las agujas. Amplitud de onda: 100 μ s.
- **Salidas:** 3 5. Fuente de energía pila de 9 V.
- **Peso:** 200 g.
- **Dimensiones:** 6,1 x 9,6 x 2,7 cm.
- **Accesorios:**
 - 3 cables de conexión con clavija tipo cocodrilo con Pinza de enganche. Funda protectora.

Procedencia: Ito Co., Ltd., Tokyo, Japan Marcado CE0123

Repuestos: cables con pinzas tipo cocodrilo 3,5 cm (amarillo ref.EV1216, gris ref EV1218, verde ref.EV1217, blanco ref.EV1080)

Fotos:

