

Guantes de vinilo sin polvo no estéril desechables (caja de 100 unidades) Ref.: SVE1004-6



Características técnicas:

- Peso: 3.5g -Material: Vinilo - Caja de 100 unidades - Color: transparente -Talla: S, M, L, XL
- Material: Vinilo. - Elongación: 500 +
- Cumple con las normativas: EN455-1. EN455-2-3. EN455-4, EN 420, 374-1, 374-2, 374-5, EN 16604 / ASTM F1671, EN 16523, Producto Sanitario de acuerdo con el Reglamento UE, cumplimiento ILAC, AQL $\leq 1,5$, exento de ftalatos y ftalatos, tratados interiormente con agentes físicos químicos, sin polvo. El puño con reborde ajustable anatómicamente y antideslizante, superficie externa antideslizante, con adherencia de la superficie externa tanto en seco como en húmedo. Longitud mayor igual 240.
- Superficie con textura de los dedos para un agarre más fácil.
- Diseño: ambidiestro con refuerzo en los puños.
- Fecha de caducidad: 5 años desde su apertura.
- No son reutilizables ni lavables.

