

## Espejo frontal Riester clar N 55, LED 6 V, incluye baterías recargables NiMH y cargador de 230 V



### Características técnicas:

- Versión con cinta frontal con compartimiento de pilas y conector de carga integrados; puede equiparse alternativamente con 2 pilas de litio de tamaño CR 123 A, 4 pilas alcalinas de tamaño AAA o 4 baterías recargables (NiMH) de tamaño AAA.
- Cinta frontal fácil de limpiar gracias a las almohadillas internas desmontables y lavables.
- Cinta frontal especialmente cómoda y equilibrada, ajustable de forma continua.
- Espejos de Ø 55 mm que se regulan y fijan de forma continua.
- Interruptor de encendido/apagado en el compartimiento de pilas.
- Conector para el cargador integrado en el compartimiento de pilas.
- LED blanco, 1 Vatio, 5.500° kelvin, 6 V o lámpara de vacío de 6 V.
- Sujeción regulable de la lámpara en el espejo para enfocar el círculo de luz.
- Funcionamiento con pilas: ca. 30 h con pilas de litio, 90 minutos aprox. con pilas alcalinas tipo AAA.
- Funcionamiento con baterías: 90 minutos aprox. con baterías totalmente cargadas.
- Peso con espejo de 55 mm: 209 g sin pilas, 242 g con pilas de litio CR 123 A, 258 g con pilas o baterías AAA.
- Suministro en caja de cartón.

