



Ficha Técnica de Producto

Ref. 7723B

Sabanilla de Polipropileno Ajustable 80x210 cm

Información Técnica:

Sabanilla Cubre Camillas de Polipropileno (PP) para riesgos mínimos y Un Solo Uso, ajuste mediante elásticos para un total confort de uso y adaptabilidad.

- Materia Prima: Polipropileno 30g
- Talla: Única 80x210 cm
- Elásticos de Ajuste Perimetral
- UN SOLO USO
- Producto Libre de Látex

Normativas y Uso:

- Producto Conforme al **Reglamento UE 2017/745** relativo a los productos sanitarios - **Clase I**
- Producto Conforme al **Reglamento UE 2016/425** relativo a los equipos de protección personal. **EPI Cat I**
- Producto Conforme al **Reglamento UE 10/2011** referido a los materiales plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos. Constituyendo una medida a efectos del artículo 5, apartado 1 del Reglamento (CE) n.º 1935/2004.
- Producto Fabricado bajo los estándares de la Norma ISO 13485:2003+AC2007.

Instrucciones de Uso:

Comprobar el estado y caducidad antes de su uso. Lávese las manos antes de utilizar el producto.


Sabanilla de protección para uso general en riesgo mínimos, desembalar de la bolsa y colocar con especial cuidado en las zonas de ajuste para una protección óptima. No reutilizar.

Información Logística:

Etiquetado Conforme a las normas de aplicación

Presentación:

- Bolsa con 1 unidad con etiquetado conforme
- Embalaje Master de 100 unidades
- Medidas Caja: 56x22x34cm
- Euro Palets de 80 Cajas



Ref.	Color	Código EAN
7723B	Blanco	0685071923962

Almacenar en un lugar seco, limpio y a temperaturas oscilantes entre 5° y 35°. No exponer de manera directa a la luz solar

