

Ficha técnica

Electroestimulador U-Tech de gimnasia pasiva con 10 salidas
Tratamientos estéticos

	BENEFICIOS DEL TRATAMIENTO	PROGRAMAS	PRODUCTO	ACCESORIOS
ELECTROESTIMULACIÓN F-905	<p>La electroestimulación reproduce fielmente los procesos que intervienen en la contracción muscular que el cerebro ordena. Con la electroestimulación se desencadena la ejercitación de los músculos por impulsos eléctricos .</p> <p>Tonificación muscular. Estimulación linfática. Eliminación de toxinas. Modelado de la figura.</p>	<p>Programas 1 y 5: masaje muscular; alivio del dolor muscular.</p> <p>Programas 2 y 6: mejora el tono muscular en pecho, cintura, abdomen, nalgas, muslos y piernas.</p> <p>Programas 3 y 7: mejora el flujo de circulación sanguínea y el drenaje linfático.</p> <p>Programas 4 y 8: programas de pérdida de peso.</p>	<p>Utilice un hidrogel neutro para aplicar sobre el electrodo en contacto con la piel.</p>	<p>10 pares de almohadillas pequeñas. 10 pares de almohadillas grandes. 1 electrodo grande y 1 electrodo pequeño para el pecho. 1 electrodo autoadhesivo. 10 cables de electrodos . 13 correas elásticas para sujeción electrodos. 1 cable de alimentación.</p>

Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



- **Figura 1:** Electrodo grande (160 mm) y pequeño (115 mm) para el pecho.
- **Figura 2:** Electrodo pequeños 65 mm. Como la densidad de corriente que pasa a través del paciente va en función del área del electrodo y dicha área debe adaptarse lo mejor posible al grupo muscular a estimular, es aconsejable utilizar estos electrodos para áreas de grupos musculares pequeñas, por ejemplo: brazos, pantorrillas, etc.
- **Figura 3:** Electrodo grandes 92 mm. Recomendados en áreas de grupos musculares mayores, por ejemplo: espalda, abdomen, muslo, etc.
- **Figura 4:** Electrodo cuadrado autoadhesivo. Dimensiones 47 mm. Recomendados en la zona de los hombros, uno en cada lado.
- **Correas S:** 4 unidades. Longitud: 265 mm; Ancho: 50 mm
- **Correas M:** 4 unidades. Longitud: 340 mm; Ancho: 50 mm
- **Correas L:** 2 unidades. Longitud: 470 mm; Ancho: 50 mm
- **Correas XL:** 2 unidades. Longitud: 880 mm ; Ancho: 50 mm
- **Correa XXL:** 1 unidad. Longitud: 1115 mm; Ancho: 80 mm



Precauciones

Colocar los electrodos correctamente según la polaridad (+o-). Cada cable tiene dos polos (el positivo es rojo y el negativo negro).
Colocar los electrodos simétricamente siguiendo los esquemas del manual. Distancia mínima entre electrodos: 2 cm.
La intensidad deberá estar ajustada al mínimo antes de poner en marcha el aparato. Ajuste las perillas de potencia siempre de modo gradual.
P-1 a 4: corriente de salida fuerte. Para zonas no sensibles.
P-5 a 8: corriente de salida débil. Para zonas sensibles.
Una vez finalizado el tratamiento, limpie los electrodos con un paño húmedo. Asegúrese de no dejar restos de cremas o geles en los electrodos ya que podría limitar su vida útil.
Véase manual para las contraindicaciones.