

---

## Vendaje Neuromuscular - Kinefis Kinesiology Tape Rosa 5 cm x 5 metros



### Características técnicas:

- Color: Rosa
- Medidas: 5 centímetros x 5 metros
- Materiales: Algodón y poliuretano
- Adhesivo: Cyanoacrilato
- Elasticidad: 150% - 160%
- Resistente al agua

### Método de aplicación:

- Evitar almacenar a altas temperaturas.
- No exponer las vendas directamente a la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Colocar con cuidado y mejor cuando el tape está humedo.
- Quitar el vendaje sin pellizcar ni levantar la piel.

