
Camilla hidráulica de dos cuerpos Kinefis Quality



Características técnicas

- Camilla de dos cuerpos con orificio facial, provista de tapón facial y portarrollos.
- Respaldo regulable mediante resorte de gas +80°- 20°.
- Cuatro niveladores.
- Ruedas escamoteables (no aptas para el traslado de personas).
- Patas redondeadas.
- Tapizado: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignifuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie.
- Cumple las normativas europeas.
- Skay serie Valencia.
- Estructura: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.
- Tratamiento: Pintura epoxi cocida en horno 250°.
- Medidas (aproximadas): Largo total 194 cm - Respaldo 70cm - Cuerpo 120cm - Ancho 70cm.
- Altura regulable (43cm a 77 cm).
- Peso máximo soportado aconsejable: 180Kg.
- Regulación en altura: mediante bomba hidráulica de dos pedales.
- Cumple la normativa de seguridad europea.

