

# FICHA TÉCNICA

## de producto

### Ref. 7729 Kit de Cama/Albergue Desechable

Kit de cama/albergue de Polipropileno (TNT), compuesto por sabanilla de ajuste mediante elásticos para un total confort y funda de almohada, para riesgos mínimos de protección y Un Solo Uso.



#### Características

- Materia Prima: Polipropileno 20g metro cuadrado de tejido
- Medidas Sabanilla: 120x220 cm
- Con elásticos de ajuste en los extremos
- Medidas funda de almohada 40x100 cm
- Transpirable
- Alta Resistencia, sin desprendimientos de partículas.
- Repelente al agua
- UN SOLO USO
- Producto Hipoalergénico
- Producto Libre de Látex, Grafeno y Fibra de Vidrio, no produce irritaciones.

#### Colores Disponibles



#### Normativas

- Producto Conforme Reglamento **UE 2017/745**, relativo a los productos Sanitarios - **Clase I**
- Producto Conforme al **Real Decreto 1591/2009** referido a la regulación de productos sanitarios
- Producto Conforme al **Reglamento UE 2016/425** relativo a los equipos de protección personal - **EPI Cat I**
- Producto Conforme al **Reglamento UE 10/2011** y su modificación (UE) 1442/2023 referido a los materiales plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos. Constituyendo una medida a efectos del art. 5, apartado 1 del Reglamento (CE) n.º 1935/2004.
- Producto Fabricado bajo los estándares de la Norma **ISO 13485:2016**.

#### Instrucciones de uso

- Comprobar antes del uso es estado del embalaje y la fecha de caducidad del mismo.
- Lávese las manos antes de utilizar el producto
- Cubre Camas y funda de almohada de protección para riesgo mínimos, desembalar de la bolsa y estirar el producto.
- Poner encima de la superficie a proteger, centrar y ajustar perimetralmente con especial cuidado en la zona de los elásticos.
- Introducir la almohada por una de las bocas de la funda y deslizar hasta cubrir toda la almohada


#### Almacenaje

- Almacenar en un lugar seco, limpio y a temperaturas oscilantes entre 5°C y 35°C.
- No exponer de manera directa a la luz solar
- Caducidad - 5 años desde la fecha de Fabricación

**Ref. 7729**



### Especificaciones Técnicas



### Información Logística

- Etiquetado conforme a las diferentes normas de aplicación en términos de descripciones y pictogramas.
- Presentación:
  - Bolsa con 1 unidad, con etiquetado conforme
  - 100 bolsas por caja
  - Embalaje master (Caja) con un total de 100 unidades
  - Indicaciones de Referencia, Descripción de Producto, Lote, Fabricación y Caducidad en embalaje interior y caja exterior.
  - Medidas de la Caja: 58x25,5x48 cm
  - Peso de la Caja: 7,00 Kg
  - Euro Palets de 24 Cajas
    - 4 Filas por Palet - 6 Cajas por Fila
- Códigos informativos de los embalajes:

Referencia	Color	EAN-13 Bolsa Interior	GTIN-14	Caja
7729B	Blanco	6 974100 42124 6	<b>Exterior</b> 741004 2124 3	(01)169