

Médico convertible Adscope™ 608

Estetoscopio

ADSCOPE™



Diafragma multifrecuencia AFD



Convierta un diafragma pediátrico en una campana para adultos en segundos



Kit de accesorios con extra Almohadillas para los oídos Adult™ Plus

La combinación de la tecnología AFD con un diseño convertible hace que el nuevo Adscope™ 608 sea el más versátil de nuestros visores clínicos.

- La serie Adscope™ 608 incluye:
- Una pieza torácica convertible que proporciona configuraciones de diafragma/campana para adultos o de diafragma para adultos/pediátrico.
 - Una pieza torácica combinada de diafragma/campana para adultos con precisión mecanizado con tolerancias exigentes de acero inoxidable quirúrgico para un rendimiento excepcional y una durabilidad robusta
 - La tecnología AFD de ADC proporciona una respuesta acústica mejorada: use una presión ligera para frecuencias bajas tipo campana, presión firme para frecuencias altas tipo diafragma
 - Campana extra grande (1 3/8" de diámetro) para una respuesta de baja frecuencia insuperable
 - Diafragma ultrasensible (1 3/4" de diámetro) para una mayor amplificación y una respuesta de alta frecuencia más nítida

- Campana que no se enfría y aros de retención de diafragma para comodidad del paciente
- Los auriculares para médicos cuentan con un yugo de refuerzo moldeado en un tubo flexible de PVC de 22" y binaurales de acero inoxidable fijados en un ángulo de 15° para mayor comodidad
- Almohadillas de silicona Adsoft™ Plus con nuevas conexiones a presión para el lo último en comodidad de uso y sellado acústico
- Incluye kit de accesorios con dos pares de almohadillas Adsoft™ Plus de repuesto
- Etiqueta de identificación del osciloscopio incluida
- Pesa 5,77 oz (165 g) • Longitud total 31" • Ensamblado, inspeccionado y empaquetado en los EE. UU. • De por vida. la garantía cubre todas las piezas

Opciones de color para 608**

BK	BD	DG	FL	FRB	FS	FV
BT	MCB	MCA	MG	SRA	oht	
PBCA	R	RB	TL	T	V	

NOTA: Para garantizar el color correcto al realizar el pedido. Agregue el sufijo de color al número de modelo (p. ej., 608DG)

Información sobre pedidos

Artículo	Descripción
608**	Adscope™ 608 Acero inoxidable, Adulto, (especificar color)

