



Ficha Técnica

Technical Data Sheet

AGUJAS DE PUNCIÓN SECA

/ DRY NEEDLE PUNCTURE

Descripción / Description

Agujas de punción seca estériles. / Sterile dry needles.

Uso previsto / Intended use

Para el tratamiento de fisioterapia de punción seca / For dry needling physiotherapy treatments

Composición / Composition

Acero inoxidable 304 / 304 Stainless steel.

Características / Features

Sin cabeza / Without head

Triple Pulido / Triple Polishing

Con tubo guía / with guide tube.

Estéril (con óxido de etileno) / Sterile (with ethylene oxide)

Aguja de afilado liso y fácil de introducir / Needle smooth sharp and easy to insert

Presentación en blister de 5 agujas con envase individual ./ Presentation in blister of 5 needles with individual package.

Envase individual termosellado que permite una rápida y cómoda extracción / Individually heat-sealed packaging that allows quick and convenient extraction.

Gestión de calidad / Quality management

Producto sanitario de Clase IIa según el anexo VIII del Reglamento 2017/745 de productos sanitarios / Class IIa of medical device according to Annex VIII of Regulation 2017/745 of medical devices.

Marcado CE en cada envase / CE marking on each packaging level.

Fabricado bajo el estándar de calidad EN UNE ISO 13485:2016 / Manufacturing under the quality standard of En UNE ISO 13485:2016.



Ficha Técnica

Technical Data Sheet

AGUJAS DE PUNCIÓN SECA / DRY NEEDLE PUNCTURE

Información comercial / Commercial information

Código / Code	Medidas / Sizes	Unidades por caja / Units per box
42109	0,25 x 13 mm	100
42110	0,25 x 25 mm	100
42111	0,25 x 40 mm	100
42120	0,30 x 30 mm	100
42121	0,30 x 40 mm	100
42122	0,30 x 50 mm	100
42123	0,30 x 60 mm	100
42124	0,30 x 75 mm	100

Precauciones / Warnings

Almacenar en sitio fresco y seco, fuera del alcance de la luz solar y otras fuentes de calor. Almacenar lejos de la luz solar directa, la humedad y la temperatura extremas. Las agujas sólo deben ser utilizadas por personal cualificado. No utilizar si el blister está roto o dañado. / Store in a cool, dry place, away from sunlight and other heat sources. Store away from direct sunlight, extreme humidity and temperature. Needles should only be used by qualified personnel. Do not use if blister is broken or damaged.

Vida útil / Shelf life

3 años / 3 years

Simbología aplicable / Applicable symbols

