

H 72

sillón de extracciones



DIMENSIONES (largo x ancho x alto):
Exteriores: 1800 - 1100 x 750 x 1300 mm
Dimensiones del lecho: 1800 x 500 mm
Respaldo: 850 x 500 mm
Asiento: 480 x 550 mm
Pieceros: 450 x 550 mm
Apoyabrazos: 450 x 120 mm

Respaldo articulado de 90° a 180° por resorte a gas permitiendo alcanzar la posición de Trendelenburg (12°).

Pieceros articulados mediante doble cremallera dentada en varias posiciones.

Tapicería acolchada en tela vinilo ignífuga, con interior de gomaespuma esponjosa de alta densidad.


Almohadilla regulable en cabecero.

Apoyabrazos orientables y regulables, desmontables.


Patatas rematadas con tacos antideslizantes.

Estructura fabricada en acero esmaltado epoxi.


TAPIZADOS · COLORES




MARINO



NEGRO




BLANCO



GRIS



BEIGE



AZUL

CARACTERÍSTICAS

- Protección antimicrobiana
- Protección antibacteriana
- Protección antimicótica – antimoho
- Protección antihongos
- Alta resistencia a la abrasión
- Resistencia a la transpiración y saliva
- Resistencia a la orina
- Resistencia a la sangre
- Resistencia al alcohol
- Superficie resistente a las manchas

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Lavar con agua y jabón neutro
- Enjuagar con agua limpia
- Secar con un trapo suave

No utilizar líquidos o productos corrosivos:
lejía, cloro, ácidos, etc

No utilizar disolventes, blanqueadores,
detergentes químicos o abrillantadores

DATOS TÉCNICOS

- Composición:
88% PVC – 12% POLIÉSTER
- Espesor (mm): 1.10 +/- 0.10
- Resistencia al desgarro (kg):
1.5 longitudinal - 2.0 transversal
- Alargamiento a la rotura (%):
30 longitudinal – 180 transversal
- Resistencia al fuego:
cumple Norma UNE EN 1021 – parte 1 y 2

CONSULTAR OTROS COLORES

