

BÁSCULA DE SUELO

M320600

Báscula electrónica con IMC



Confiable y fácil
de usar



Experiencia y conocimiento
técnico



Certificada:
ISO 13485 93/42/CEE
CE0044 IEC60601-1

► Precisa y compacta

Báscula doble rango con una precisa división de 50 g cuando se pesan niños y adultos de hasta 50 kg.

► Amplia plataforma

Ergonómica, cómodas dimensiones, superficie antideslizante y de color oscuro, de fácil limpieza y cuidado en el largo plazo.

► Prácticas funciones

Hold, IMC, pesaje madre e hijo, desconexión automática, rotación del resultado en pantalla.

► Ingeniería y diseño en Alemania

Construcción estable y materiales de alta calidad. burbuja de agua y patas ajustables.



Especificaciones Técnicas

Capacidad	250 kg
División	50g<50kg>100 g
Unidades	kg lbs
Dimensiones (ancho x largo x alto) Peso aprox.	400 x 350 x 44 mm 3,2 kg
Fuente de energía	4 baterías AA (incluidas) mín. 6000 ciclos de pesaje
Funciones	IMC, madre-hijo, hold, tara, apagado automático
Opcional	Adaptador internacional ADE
Accesorios	MZ10062 Maleta de transporte

Excelente relación calidad precio

Está báscula electrónica de suelo para uso hospitalario y clínico es una herramienta perfecta para el diagnóstico, control, tratamiento y evaluación del estado nutricional de los pacientes. Los datos de pesaje obtenidos se pueden girar en la pantalla para facilitar la lectura tanto desde la perspectiva del paciente como la del profesional.

EN UNA VISTA
IMC; PESO Y ALTURAROTACIÓN DE PANTALLA
VISTA HACIA EL PERSONAL DE LA SALUD O EL PACIENTE

Bajo consumo de energía

La tecnología de última generación garantiza un bajo consumo de energía, por lo que se pueden realizar un mínimo de 6000 operaciones de pesaje con un solo juego de baterías. Amplia selección de ajustes que pueden personalizarse, como la orientación de la pantalla, los tiempos de apagado, las funciones de encendido o apagado.

2 años de garantía



4 xBaterías AA
(incluidas)

se vende
por separado