



ESSENTIAL EQUIPMENT


MAYO

Ref. MIT

Stainless steel Mayo trolley, essential in the operating theatre for having instruments within reach. Easy to move, with an effective and adjustable lifting system. Additionally, the support bar and tray with raised edges are fully removable and easy to disinfect.

Features:

- 304 stainless steel construction
- Removable tray: 600 x 400 x 20 mm deep
- Telescopic height adjustment from 850 mm to 1400 mm
- 65 mm wheels





ESSENTIAL EQUIPMENT


MAYO

Ref. MIT

Carro Mayo de acero inoxidable fundamental en el quirófano para tener a su disposición los instrumentos. Fácil de mover, con un sistema de elevación eficaz y ajustable. Además, la barra de soporte y la bandeja con bordes elevados, son completamente desmontables y fáciles de desinfectar.

Características:

- Construcción en acero inoxidable 304
- Bandeja extraíble: 600 x 400 x 20 mm de profundidad
- Ajuste de altura telescópico de 850 mm a 1400 mm
- Ruedas de 65 mm



7.5



0.0



40.0x2.0x60.0 cm



ESSENTIAL EQUIPMENT


MAYO

Ref. MIT

Carrello Mayo in acciaio inox, fondamentale in sala operatoria per avere gli strumenti a portata di mano. Facile da spostare, con un sistema di sollevamento efficace e regolabile. Inoltre, l'asta di supporto e il vassoio con bordi rialzati sono completamente smontabili e facili da disinfettare.

Caratteristiche:

- Struttura in acciaio inox 304
- Vassoio estraibile: 600 x 400 x 20 mm di profondità
- Regolazione in altezza telescopica da 850 mm a 1400 mm
- Ruote da 65 mm





ESSENTIAL EQUIPMENT


MAYO

Ref. MIT

Mayo-Wagen aus Edelstahl, unverzichtbar im Operationssaal, um Instrumente griffbereit zu haben. Leicht zu bewegen, mit einem effizienten und verstellbaren Hebesystem. Zudem sind die Stützstange und die Ablage mit erhöhtem Rand vollständig abnehmbar und leicht zu desinfizieren.

Eigenschaften:

- Konstruktion aus Edelstahl 304
- Herausnehmbare Ablage: 600 x 400 x 20 mm tief
- Teleskopische Höhenverstellung von 850 mm bis 1400 mm
- Rollen mit 65 mm Durchmesser



7.5



0.0



40.0x2.0x60.0 cm



ESSENTIAL EQUIPMENT


MAYO

Ref. MIT

Chariot Mayo en acier inoxydable, essentiel au bloc opératoire pour avoir les instruments à portée de main. Facile à déplacer, avec un système de levage efficace et réglable. De plus, la barre de support et le plateau à bords relevés sont entièrement amovibles et faciles à désinfecter.

Caractéristiques :

- Structure en acier inoxydable 304
- Plateau amovible : 600 x 400 x 20 mm de profondeur
- Réglage en hauteur télescopique de 850 mm à 1400 mm
- Roulettes de 65 mm



7.5



0.0



40.0x2.0x60.0 cm