

**NORMATEC®**

fisaude . com  
Tecnología médica y deportiva



Tecnología  
Deportiva



**ENTRENA DURO**  
**RECUPERA MEJOR**  
CONTROLA TU RECUPERACIÓN



## ¿QUÉ HACE?

El Sistema de Normatec es el más innovador en la recuperación avanzada. Muy utilizado entre los deportistas de élite profesionales, esta tecnología patentada permite mejorar la recuperación después del entrenamiento o la competición.

Funciona mediante el uso de la tecnología de pulso secuencial, para acelerar la recuperación muscular. La sensación es similar a la de un masaje relajante post-ejercicio pero también conseguimos empujar los desechos del metabolismo que se encuentran en los músculos.

Al iniciar el programa, el ciclo hace un primer hinchado para adaptarse a la forma de nuestras piernas y, a continuación, comienza el proceso en el que se va aplicando presión progresiva a cada uno de los compartimientos, tal como haría un fisioterapeuta en un masaje de drenaje tras un entrenamiento o competición.

Mediante los controles de la unidad podemos elegir la duración de la sesión, lo habitual son sesiones de 30 a 45 minutos, la intensidad, que se traduce en mayor presión sobre las piernas; y si queremos incidir en alguna zona en concreto (Botón Zone Bost).







# PACK PULSE 2.0

## DESCRIPCIÓN

El Sistema Pulse de Normatec es un sistema innovador de recuperación muscular. El nuevo sistema 2.0 presenta una mejor portabilidad con una reducción del 27% de la unidad de control, pantalla táctil e integración móvil y una app actualizada habilitada por Bluetooth.

Controle sin problemas su dispositivo desde la comodidad de su teléfono y cree la experiencia de recuperación perfecta con la aplicación móvil de NormaTec.

Personalice los ajustes de tiempo y presión, active Zone Boost (intensificación por zonas), guarde y restaure su configuración favorita, rastree y comparta sus estadísticas de recuperación, suba los datos de recuperación en sus otras aplicaciones de entrenamiento y seguimiento.

¿Qué incluye?

- Pulse 2.0
- Cable de conexión
- Adaptador de corriente
- 2 Botas



# CARACTERÍSTICAS PULSE 2.0

## System + 2 Botas

- Nueva aplicación habilitada mediante Bluetooth.
- El control manual es un 27% más ligera para una mejor portabilidad.
- Ahora con pantalla táctil e integración móvil y una app.

- Interfaz digital fácil de usar.
- Niveles de compresión personalizados de 30 a 110 mmHg.
- Configuraciones de tiempo, presión y zona personalizables.
- Voltaje mundial de 12 V de potencia y batería recargable de ion-litio.
- 2 años de garantía en la unidad de control.
- 1 año de garantía en todos los componentes del sistema.

Para información y pedidos  
[contacto@rehabmedic.com](mailto:contacto@rehabmedic.com)  
 +34 933 52 76 50  
[www.ntrecovery.es](http://www.ntrecovery.es)







# PACK PULSE PRO 2.0

## DESCRIPCIÓN

Con nuevas interacciones y capacidades, Normatec Pulse PRO 2.0 es la solución más avanzada de REHABILITACIÓN y RECUPERACIÓN del mercado. Personalice cada aspecto de la terapia de compresión con la avanzada interfaz de PANTALLA TÁCTIL.

Rehabilitación y recuperación en un aparato portátil.

Recuperación personalizada para cada atleta, en cualquier lugar gracias a la batería interna Recovery Flush para sesiones rápidas y fáciles.

Atención adicional donde más lo necesita gracias a la opción "Zone Boost" Tecnología Patentado NormaTec Pulse.

¿Qué incluye?

- Pulse PRO 2.0
- Cable de conexión
- Adaptador de corriente
- 2 Botas



# CARACTERÍSTICAS PULSE PRO 2.0

## System + 2 Botas

**- Está equipado con todo lo necesario para empezar. No importa cuál sea su deporte, la fuerza proviene probablemente de las piernas, por lo que mantenerlas en forma es esencial.**

**- El peso del paquete es sólo 5,2 kg, facilita su transporte.**

- Pantalla LCD táctil.
- Terapia personalizada a cada necesidad.
- La construcción robusta de todos los componentes facilita su transporte en viajes.
- Bajo mantenimiento: simplemente limpiar con un paño húmedo.
- Las prendas están hechas con nylon duradero, liviano y de alta calidad.
- La unidad de control es ligera (pesa sólo 1,62kg).
- Tamaño reducido para sostener, se se precisa, en su mano (23cm de alto x 12,7cm de ancho x 10cm de profundidad).
- Batería recargable por hasta 2 horas de uso ininterrumpido.
- 2 años de garantía en la unidad de control.
- 1 año de garantía en todos los componentes del sistema.

