

SILLÓN CLÍNICO GERIÁTRICO "FREEDOM MÓVIL"



Ref. SC-Freedom-Móvil / Cod. 1450

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Para acomodar y trasladar a pacientes con enfermedad, lesión, discapacidad o deficiencia, ancianos, acompañantes y otros usuarios.

Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI-POLIESTER.

Respaldo abatible por cilindro de gas.

Reposapiernas abatible independiente por cilindro de gas.

Reposabrazos abatibles, gancho para bolsa de orina.

Apoyapiés escamoteable bajo asiento.

4 ruedas, 2 de 125 mm. con freno + 2 de 100 mm.



Asidero de empuje en respaldo. 2 acoples portasueros.

Tapizado con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad.

VER VARIANTES Y/O ACCESORIOS PAG. 9, TARIFA ó CONSULTAR.



Con portasueros +COD. 1620
Cojín reposacabezal +COD. 1710



Medidas Totales Sentado: Ancho 65 x Largo 81 x Alto 113 cm.