

BOBATH JR 200x120 CON RESPALDO

Camilla para tratamiento Bobath y Votja con altura variable, accionada mediante un motor eléctrico. Anchura de la camilla 120 cm.



Producto
sanitario



Dimensiones
200 x 120 x h48-90 cm



Altura regulable
da cm 48 cm min a 90 cm max



Carga de trabajo en seguridad
160 Kg



Capacidad máxima
200 Kg



Paso libre para
elevant a pacientes



La foto representa el producto con los accesorios opcionales

CARACTERÍSTICAS

Motor eléctrico para elevación con fuerza de 8000 N

Tapizado y colchón ignífugos clase IM1

Schienale inclinabile fino a 85°, assistito da motore elettrico

Accionamiento mediante pedal
