

# BOBATH PRO POWER CON RESPALDO

Camilla profesional para tratamiento Bobath y Vojta, disponible con altura variable, accionada mediante motor eléctrico y respaldo reclinable o fijo.



Producto  
**sanitario**



Dimensiones  
**200 x 120 x h46-94 cm**



Altura regulable  
**da cm 46 cm min a 94 cm max**



Carga de trabajo en seguridad  
**300 Kg**



Capacidad máxima  
**400 Kg**



Paso libre para  
**elevant a pacientes**



La foto representa el producto con los accesorios opcionales

## CARACTERÍSTICAS

---

Respaldo abatible hasta 85°, accionado mediante motor eléctrico

---

Motor eléctrico para elevación con fuerza de 10000 N

---

Tapizado y colchón ignífugos clase IM1

---

---

Accionamiento con mando manual

---

---

Borde de protección para tapizados

---

---

Llave de seguridad para corte corriente

---