




## CARACTERÍSTICAS DE SERIE

Altura	59/88 cm
Ancho (con/sin reposabrazos)	85/60 cm
Longitud total	186 cm
Dimensiones base	110/60cm
Espesor del cojín	9 cm
Densidad del cojín	27 g/cm <sup>3</sup>
Ángulo de ajuste respaldo	0° ~ +90°
Ángulo de ajuste reposapiés	0° ~ -85°
Ángulo de ajuste asiento	0° ~ +10°
Trendelenburg (altura mín./máx.)	Sí (70/102)
Agujero facial	Sí
Reposacabezas regulable	Sí, en extensión (±8 cm) y ángulo
Reposapiés extensible	Sí (±15 cm)
Carga máxima admisible	180 kg
Tapizado	PU blanco
Número de motores	3 o 4
Mando	Sí (de serie)



## DATOS TÉCNICOS

Referencia	2235B / 2235D
Voltaje	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Consumo	0,12 kWh
Peso neto	85 kg
Peso bruto	95 kg
Tamaño embalaje	148x72x62 cm

## OPCIONES

