

# CANALETTO

Camilla fija de un cuerpo, con verticalización realizada mediante un motor eléctrico. La altura fija de 49 cm permite trasladar fácilmente al paciente a una silla de ruedas. El diseño del bastidor de soporte permite elevar y trasladar cómodamente al paciente.



Producto  
**sanitario**



Dimensiones  
**200 x 74 x 49h cm**



Altura fija  
**49 cm**



Carga de trabajo en seguridad  
**140 Kg**



Capacidad máxima  
**180 Kg**



Paso libre para  
**elevar a pacientes**



La foto representa el producto con los accesorios opcionales

## CARACTERÍSTICAS

---

Motor eléctrico con una fuerza de empuje de 8000 N

---

Inclinación positiva hasta + 88°

---

Apoyapiés con regulación independiente. Inclinación positiva/negativa + - 15°

---

---

Con un juego de 5 cinchas de fijación

---

Dos ruedas fijas y dos giratorias con freno

---

Acolchado y tapizado ignífugos de clase IM1

---