

# CANOVA

Camilla fija de un cuerpo, con inclinación realizada mediante un motor eléctrico. La altura fija de 49 cm permite trasladar fácilmente al paciente a una silla de ruedas.



Producto  
**sanitario**



Dimensiones  
**200 x 70 x 49h cm**



Altura fija  
**49 cm**



Carga de trabajo en seguridad  
**120 Kg**



Capacidad máxima  
**150 Kg**



Paso libre para  
**elevar a pacientes**



La foto representa el producto con los accesorios opcionales

## CARACTERÍSTICAS

---

Motor eléctrico con fuerza de empuje de 6000 N

---

Proclive +88°

---

Tres cinchas de anclaje

---

---

Apoyapiés con regulación independiente, abatibles.  
Proclive y declive + - 15°

---

Dos ruedas fijas y dos pivotantes, con bloqueo

---

Acolchado y tapizado ignífugos de clase IM1

---