

CEZANNE JR 5

Camilla de fisioterapia con cinco cuerpos.



Producto
sanitario



Dimensiones
197 x 64 x 50 h92 cm



Altura regulable
da cm 50 cm min a 92 cm max



Carga de trabajo en seguridad
160 Kg



Capacidad máxima
200 Kg



Paso libre para
eleva a pacientes

CARACTERÍSTICAS

Motor eléctrico con fuerza de empuje de 8000N

Control de botones

Llave de seguridad de fallo de energía

Acolchado y revestimiento ignífugo clase 1IM
