

CEZANNE PRO 5

Camillas de cinco cuerpos para osteopatía con regulación eléctrica de la altura y de cifosis. Elevación rápida en 43 segundos.



Producto
sanitario



Dimensiones
193 x 64 x 52-96h cm



Altura regulable
da cm 52 cm min a 96 cm max



Carga de trabajo en seguridad
150



Capacidad máxima
190



Paso libre para
eleva a pacientes



Versión presentada con comando perimetral y opciones de ruedas

CARACTERÍSTICAS

Reposabrazos giratorios en cabezal a 100°

Posición Trendelenburg y “joroba de camello” accionada mediante motor eléctrico

Motor eléctrico con fuerza de 4000N para la función “joroba de camello”

Motor eléctrico con fuerza de empuje de 8000 N para la elevación

Accionamiento con mando a distancia

Llave de seguridad para corte corriente

Tapizado y colchón ignífugos, clase IM1