


CHAGALL NEO 5

Camilla eléctrica para osteopatía de cinco cuerpos profesional. Chagall Neo 5 se ha diseñado con una altura variable e inclinación del respaldo mediante motor eléctrico. Aconsejada para pruebas clínicas, tratamientos, kinesioterapia y masajes.



Producto
sanitario



Dimensiones
196 x 65 x 49-94h cm



Altura regulable
da cm 49 cm min a 94 cm max



Carga de trabajo en seguridad
250



Capacidad máxima
320



Paso libre para
elevar a pacientes



Versión presentada con comando perimetral y opciones de ruedas

CARACTERÍSTICAS

Reposabrazos giratorios en cabezal a 100°

Posiciones "joroba de camello" y Trendelenburg

Motor eléctrico con fuerza de empuje de 8000 N para la altura

Motor eléctrico con fuerza de empuje de 60000 N para el respaldo

Accionamiento con mando a distancia

Llave de seguridad para corte corriente

Inclinación apoyapiés accionada mediante dos pistones de gas

Tapizado y colchón ignífugos, clase IM1
