

CHAGALL NEO 6

Camilla eléctrica para osteopatía de seis cuerpos. Chagall Neo 6 es idónea para la reeducación postural global y los tratamientos activos y pasivos, basados en técnicas de liberación miofascial y gimnasia postural. Se ha diseñado con una altura variable e inclinación del respaldo realizada mediante un motor eléctrico. □



Producto
sanitario



Dimensiones
196 x 65 x 49-94h cm



Altura regulable
da cm 49 cm min a 94 cm max



Carga de trabajo en seguridad
250



Capacidad máxima
320



Paso libre para
elevant a pacientes



Versión presentada con comando perimetral y opciones de ruedas

CARACTERÍSTICAS

Posiciones “joroba de camello” y Trendelenburg

Motor eléctrico con fuerza de empuje de 8000 N para la altura

Motor eléctrico con fuerza de empuje de 60000 N para el respaldo

Accionamiento con mando a distancia

Llave de seguridad para corte corriente

Inclinación apoyapiés accionada mediante dos pistones de gas

Tapizado y colchón ignífugos, clase IM1, lavable
