

DEGAS PRO

Camilla eléctrica para fisioterapia de dos cuerpos y altura variable asistida, ideal para reconocimientos médicos, tratamientos, fisioterapia, masajes y manipulaciones de cervicales.



Producto
sanitario



Dimensiones
194 x 64 x 50 h92 cm



Altura regulable
da cm 50 cm min a 92 cm max



Carga de trabajo en seguridad
160 Kg



Capacidad máxima
200 Kg



Paso libre para
elevar a pacientes



La foto representa el producto con los accesorios opcionales

CARACTERÍSTICAS

Mesa de dos cuerpos con regulación cabezal accionada mediante pistón de gas

Motor eléctrico con fuerza de empuje de 8000 N

Accionamiento con mando a distancia

Llave de seguridad para corte corriente

Acolchado y tapizado ignífugos de clase 1IM
