

MIMSAL

## MS LED PLUS

MS LED PLUS es una **luminaria de cirugía menor y exploración avanzada** con fuente de luz LED y **brazo articulado** de gran precisión que permite regular la luminaria en cualquier posición.

La calidad de los materiales empleados en su fabricación la hace especialmente indicada para un **uso intensivo en cirugía y reconocimientos.**



### Versión

MS LED PLUS  
**65.000 lux a 50 cm**  
 Versión regulable en intensidad

### Excepcional calidad de luz LED

La potente fuente de luz LED ofrece una excepcional calidad de luz y una vida útil de más de 50.000 horas.

El alto rendimiento de color Ra 97% describe la excepcional calidad de la luz blanca para una excelente distinción de los tejidos y reproducción de todos los colores visibles, de forma natural y precisa.

### Diseño ergonómico

La forma circular del cabezal y su empuñadura en la parte inferior facilitan su posicionamiento exacto, cumpliendo con las necesidades ergonómicas para cualquier uso.

Diseñada con formas limpias y suaves que facilitan su higiene y limpieza en ámbitos hospitalarios.

### Opciones de montaje

Versión estándar incluye soporte de mordaza AH para mesa.

Como accesorios, ofrecemos una amplia selección de soportes para anclaje a pared, a rail, con brazo de extensión o base rodable.



## MS LED PLUS

Datos Técnicos	(REF. M187001)
Fuente de luz	LED 12W
Iluminación a 50 cm	65.000 lux
Dimmable	SI
Temperatura de color	4.500 °K
Rendimiento de color	> 97%
Vida útil	50.000 horas
Longitud Brazo Articulado	900 mm
Color Conjunto	Blanco

### ACCESORIOS



**Versión mordaza AH**  
AH TABLE CLAMP  
REF. B010190



**Versión pared**  
WALL B SUPPORT  
REF. B0101800



**Versión base rodable**  
TROLLEY STAND  
**8,8 kg** REF. 09651



**Versión Rail Plus**  
RAIL PLUS BRACKET  
REF. 82026



**Versión brazo extensión**  
EXTENSION ARM  
REF. B0101S0