

FICHA TÉCNICA THERAPY CARE C

Rev.3

Equipo para tratamientos, con aplicaciones de frío, con masaje de compresión hidráulica activa.

CARACTERISTICAS:

- **Aplicaciones de solo frío, con o sin compresión hidráulica activa:**
 - Regulación de la temperatura del fluido frío, de 20°C a -2°C
 - Regulación del tiempo de aplicación de frío, de 1 a 59 min
- **Regulación de los niveles de compresión hidráulica activa: Niveles: 1, 2 y 3**
 - Niveles, 1, 2 y 3: diferentes niveles de compresión regulables

-
- Fabricante: ARB Systems Proyectos Electrónicos SL - CIF. B 84931070
 - Marca: ARB - Modelo: Therapy Care C

DATOS TECNICOS:

- Tensión de alimentación: 115 / 230 V - Frecuencia: 50 / 60 HZ,
(El equipo sale preparado de fábrica para la tensión y frecuencia de utilización)
- Potencia máxima: 300 W. - Consumo máximo: 2A.
- Módulo de control y programación - Módulo termostatizador
- Protección térmica mediante termostatos de seguridad internos
- Control digital de temperatura, (Sensores de temperatura y de seguridad digitales)
- Sensores de presión en cada uno de los circuitos hidráulicos
- Sensores de nivel digitales - Indicador de bajo nivel de fluido
- Interface usuario: Pantalla táctil - Contador de tratamientos
- Intercambiadores de temperatura adaptables a cada una de las zonas a tratar
- Chasis de Poli estireno (PS), (cumple norma inflamabilidad: UL 94)
- El Fluido en circulación cumple normas: UNE 26361 88, INTA 157 413, BRITISH STANDART 6580, entre otras...
- **Dimensiones y Peso:**
 - Peso: 13 Kg
 - Dimensiones: ancho: 38 cm, alto: 32 cm, profundo: 35 cm
- El equipo para su instalación únicamente necesita una toma de corriente
- **Marcado CE: Therapy Care C, no es un equipo medico**
Cumple las siguientes normas y directivas:
 - **SEGURIDAD:**
 - UNE EN 60335- 1:2012/A12:2017 + UNE EN 60335 - 2 - 23:2004/A2 :2015
 - **COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA:**
 - EN 61000-6-1 :2007 + EN61000-6-3:2007
 - Y es conforme a las directivas 2006/95/CE (baja tensión) Y 2004/108/CE (EMC)