

Ref. 7732 Tanga Desechable de Polipropileno

Tanga de Polipropileno (TNT) para riesgos mínimos y Un Solo Uso, ajuste mediante elástico comfortable a la cintura y gomas de ajuste en piernas para una mejor protección y adaptabilidad.



Características

- Materia Prima: Polipropileno 30g metro cuadrado de tejido
- Medidas: 61x25x18 cm
- No Transparenta
- Ajuste mediante elástico en la cintura y gomas de ajuste en piernas.
- Transpirable
- Alta Resistencia, sin desprendimientos de partículas.
- Repelente al agua
- UN SOLO USO
- Producto Hipoalergénico
- Producto Libre de Látex, Grafeno y Fibra de Vidrio, no produce irritaciones.

Colores Disponibles



Normativas

- Producto Conforme Reglamento **UE 2017/745**, relativo a los productos Sanitarios - **Clase I**
- Producto Conforme al **Real Decreto 1591/2009** referido a la regulación de productos sanitarios
- Producto Conforme al **Reglamento UE 2016/425** relativo a los equipos de protección personal - **EPI Cat I**
- Producto Conforme al **Reglamento UE 10/2011** y su modificación (UE) 1442/2023 referido a los materiales plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos. Constituyendo una medida a efectos del art. 5, apartado 1 del Reglamento (CE) n.º 1935/2004.
- Producto Fabricado bajo los estándares de la Norma **ISO 13485:2016**.

Instrucciones de uso

- Comprobar antes del uso es estado del embalaje y la fecha de caducidad del mismo.
- Lávese las manos antes de utilizar el producto
- Slip de protección para riesgo mínimos, desembalar de la bolsa individualizada y estirar el producto con una sacudida seca.
- Introducir las piernas desde la apertura superior a cada una de las aperturas disponibles en la zona inferior.
- Subir hasta la zona de cintura y ajustar las gomas de manera comfortable en la cintura y piernas.


Almacenaje

- Almacenar en un lugar seco, limpio y a temperaturas oscilantes entre 5°C y 35°C.
- No exponer de manera directa a la luz solar
- Caducidad - 5 años desde la fecha de Fabricación

Ref. 7732



Especificaciones Técnicas



Información Logística

- Etiquetado conforme a las diferentes normas de aplicación en términos de descripciones y pictogramas.
- Presentación:
 - Bolsa con 1 unidad, con etiquetado conforme
 - 100 bolsas en una bolsa de agrupación al vacío
 - Embalaje master (Caja) con un total de 1.000 unidades
 - Indicaciones de Referencia, Descripción de Producto, Lote, Fabricación y Caducidad en embalaje interior y caja exterior.
 - Medidas de la Caja: 34x28x31 cm
 - Peso de la Caja: 6,50Kg
 - Euro Palets de 56 Cajas
 - 8 Filas por Palet - 8 Cajas por Fila
- Códigos informativos de los embalajes:

Referencia	Color	EAN-13 Bolsa Interior	GTIN-14	Caja
7732A	Azul Oscuro	6 974100 42179 6	Exterior 741004 2179 3	(01)169