

Mascarillas quirúrgicas alto riesgo 3 capas Tipo IIR (certificación sanitaria). Caja 50 unidades



Fabricante

- Silverfox

Características técnicas:

- Cumplen con la norma EN14683:2019+AC:2019.
- Tipo IIR, capa resistente a salpicaduras de protección contra sangre y fluidos corporales.
- Mascarilla con filtro de forma plana/rectangular, con pliegues. Fabricadas en T.N.T.
- Exentas de látex.
- 3 capas (1 papel / 1 filtro / 1 TNT). Con alto poder de filtración, 99%. Color azul.
- Espesor filtro = 10 micrones.
- Resistencia de respiración = 23 pa Tamaño 9 x 17,5 cm.
- Fabricadas para minimizar riesgo de contaminación. Tiras de aluminio para su adaptación a la nariz.
- Marcado "CE" : clase I, DECLARACION DE CONFORMIDAD
- Adaptable mediante gomas
- Las mascarillas no estériles están incluidas en la categoría de clase I, según el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017 relativa a productos sanitarios.
- Cumplen con el reglamento europeo 2016/425 para Equipo de Protección Individual (EPI-R).
- Asimismo, cumplen con los requerimientos de la norma EN14683:2019+AC:2019, Tipo IIR.
- Estas mascarillas distribuidas por nuestra compañía cumplen las disposiciones de las citadas directivas.

