

Autoclave Clase B 8 Litros Kinefis Deluxe + Destilador de agua de regalo con impresora interna, doble cierre de seguridad, USB y display LCD



Características técnicas

- Certificaciones: CE 1023, ISO 13485
- Número de enchufes: 3
- Potencia: 1.95 Kw
- Temperatura de esterilización: 105 °C - 134 °C
- Tamaño del tanque de agua: 2 * 2.5L de plástico, abierto, fácil de limpiar
- Presión máxima de trabajo: 0.21 - 0.23 MPA
- Programación para: Bowie & Dick Test (B&D)
- Volumen de la cámara: 8 litros
- Material de la cámara: Acero inoxidable
- Tipo de pantalla: LCD
- Medida de la pantalla: 6 cm x 4,25 cm
- Sistema de cerrado: Mecánico

Programas de esterilización:

Programa de Esterilización	Tiempo de Esterilización	Temperatura de Esterilización	Presión de Esterilización	Tiempo de secado (Min.)
121°C sólido	20min	121°C	110KPA	4
121°C universal	20min	121°C	110KPA	15
134°C sólido	4min	134°C	210KPA	4
134°C universal	4min	134°C	210KPA	15
134°C algodón	4min	134°C	210KPA	20
B&D TEST (PRUEBA HELIX)*	3.5min	134°C	210KPA	10
PRUEBA VACUUM	15min			

