

Autoclave Clase B 18 Litros Kinefis Experience con pantalla de LED + Destilador de agua de regalo. Incluye impresora interna



Características técnicas

- Certificaciones: CE 1023, ISO 13485
- Número de enchufes: 3
- Potencia: 1.7 Kw
- Temperatura de esterilización: 121°C - 134°C
- Tamaño del producto: 66 cm x 44.5 cm x 39 cm
- Diámetro y profundidad de la cámara: 25 cm / 36 cm
- Programación para: Bowie & Dick Test (B&D)
- Volumen de la cámara: 18 litros
- Material de la cámara: Acero inoxidable
- Tipo de pantalla: LED
- Medida de la pantalla: 2.5 x 2 cm, 3.8 x 2 cm
- Sistema de cerrado: Mecánico

Programas de esterilización:

Programa de Esterilización	Tiempo de Esterilización	Temperatura de Esterilización	Presión de Esterilización	Tiempo de secado (Min.)
121°C sólido	20min	121°C	110KPA	4
121°C universal	20min	121°C	110KPA	15
134°C sólido	4min	134°C	210KPA	4
134°C universal	4min	134°C	210KPA	15
134°C algodón	4min	134°C	210KPA	20
B&D TEST (PRUEBA HELIX)*	3.5min	134°C	210KPA	10
PRUEBA VACUUM	15min			

