

MATISSE PRO II

Camillas de cuatro cuerpos para osteopatía con regulación eléctrica de la altura. Matisse Pro II presenta un cabezal regulable en proclive y declive mediante un pistón de gas y reposabrazos giratorios a 100°.



Producto
sanitario



Dimensiones
194 x 64 x 50 h92 cm



Altura regulable
De 50 cm mín. a 92 cm máx.



Carga de trabajo en seguridad
160 Kg



Capacidad máxima
200 Kg



Paso libre para
elevant a pacientes



La foto representa el producto con los accesorios opcionales

CARACTERÍSTICAS

Camilla de una posición y 6 cuerpos

Reposabrazos abatibles sobre la superficie central

Reposabrazos giratorios en cabezal a 180°

Motor eléctrico con fuerza de empuje de 8000 N

Accionamiento con mando a distancia

Llave de seguridad para corte corriente

Acolchado y tapizado ignífugos de clase 1IM
