

OSTEO OS 206

Camilla eléctrica para osteopatía de dos cuerpos con colchón muy compacto.



Producto
sanitario



Dimensiones
190 x 54 x 50 h92 cm



Altura regulable
da cm 50 cm min a 92 cm max



Carga de trabajo en seguridad
160 Kg



Capacidad máxima
200 Kg



Paso libre para
elevar a pacientes



La foto representa el producto con los accesorios opcionales

CARACTERÍSTICAS

Mesa de dos cuerpos con respaldo en proclive-declive y accionado mediante pistón de gas

Motor eléctrico con fuerza de empuje de 8000 N

Densidad colchón HR 75 (muy rígido)

Accionamiento con mando a distancia

Llave de seguridad para corte corriente

Acolchado y tapizado ignífugos de clase 1IM