

PICASSO SUITE

Camilla eléctrica para fisioterapia de tres cuerpos con altura variable mediante un motor eléctrico.



Producto
sanitario



Dimensiones
205 x 62 x 50-92h cm



Altura regulable
da cm 50 cm min a 92 cm max



Carga de trabajo en seguridad
160



Capacidad máxima
200



Paso libre para
elevar a pacientes



Versione presentata con opzioni comando perimetrale e ruote

CARACTERÍSTICAS

Mesa de tres cuerpos

Cabezal y apoyapiés accionados mediante pistón de gas

Motor eléctrico con fuerza de empuje de 8000 N

Accionamiento con mando a distancia

Llave de seguridad para corte corriente

Tapizado y colchón ignífugos, clase IM1
