

Silla confidente especial para obesos Obelix: Peso máximo soportado hasta 400 kg - Ref. 1154



Descripción del producto y características

La Silla Obelix es una silla fija ergonómica y reforzada, diseñada especialmente para **pacientes obesos de hasta 400 kg**. Fabricada en acero pintado al horno con pintura epoxi, ofrece **máxima robustez, durabilidad y estabilidad** en entornos clínicos y geriátricos. Su **tapizado técnico vinílico antimicrobiano es resistente a fluidos, manchas, rayos UV y temperaturas extremas**. Con respaldo fijo reforzado y diseño higiénico de perfiles curvados, es ideal para clínicas, hospitales y residencias. **Fabricación 100% española con Marcado CE, garantía de calidad y disponibilidad de recambios.**

Estructura:

Tubo de acero de 40x40 mm

Pintura al horno en epoxi-poliéster

Respaldos fijos reforzados para altas cargas

Medidas:



Tapizado técnico:

Vinílico (PVC/Poliéster, 650 g/m²)

Ficha técnica

Resistente a: abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas

Protección: antimicrobiana, antibacteriana y antimicótica

Ignífugo M2, lavable e impermeable

Fabricación:

Hecho íntegramente en España

Certificación CE (garantía de recambios futuros)

Diseño clínico, ergonómico y geriátrico

Uso recomendado:

Pacientes con obesidad y obesidad mórbida

Personas con enfermedad, lesión, discapacidad, deficiencia, o ancianos

Ámbitos clínicos, geriátricos o de acompañamiento

Garantía:

2 años